



26	Комплексный учебный материал для оказания неотложной помощи.	<p>При сжатии только сосков молоко не должно выделяться</p> <p>Задать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имитация грудного молока - 1 пачка x 500 мл</li> <li>2) Симулятор - 1 шт.</li> <li>3) Чистящий насос - 1 шт.</li> <li>4) Сумка для транспортировки и хранения - 1 шт.</li> </ol> <p>Материал изготовления - эластичный пластик или любой другой материал, устойчивый к механическим воздействиям и дезинфицирующим средствам.</p> <p>Размер модели должен быть близок к размеру среднего веса и роста человека.</p>
	<p>Производитель:</p> <p>Модель:</p> <p>Тренажер должен быть спроектирован для тренировки сердечно-легочной реанимации</p> <p>Модель должна быть близка к естественной модели с имитацией естественной структуры и цвета.</p> <p>Модель должна предоставлять и продемонстрировать следующие манипуляции:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Выполнять брюшную имплантацию</li> <li>2) Реальный наклон головы / подбородок для доступа к дыхательным путям</li> <li>3) Обеспечение анатомических ориентиров, грудины, грудной полости и подвздошной.</li> <li>4) Манипуляции с дыхательными путями, создавая ситуацию обструкции и удаления.</li> </ol> <p>Комплект поставки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Сменные легкие с дыхательными путями (многоцветные) - 3 шт.</li> <li>2) Сменные поверхности (многоцветные) - 3 шт.</li> <li>3) Мягкий коврик для тренировки - 1 шт.</li> <li>4) Сумка для транспортировки и хранения - 1 шт.</li> </ol> <p>Материал изготовления - эластичный пластик или любой другой материал, устойчивый к механическим воздействиям и дезинфицирующим средствам.</p> <p>Размер модели должен быть близок к размеру среднего веса и роста человека.</p>	
	<p>Garbled Stand A1a (Американская кардиологическая ассоциация) 2005 г. - руководство по характеристикам CPR и EСС Моделирование стандартного открытого Дыхательного пути,</p> <p>2. Искусственное сжатие грудной клетки руки</p> <p>(1) Динамический световой индикатор: стандартная глубина сжатия (зона 5-6 см) зеленый свет. Ниже глубина сжатия (менее 5 см) желтый свет. Выше глубина сжатия (более 6 см) красный свет. (2) Цифровой дисплей счетчика правильной и неправильной компрессии. (3) Звуковые подсказки неправильного сжатия и причины</p> <p>3. Искусственное Дыхание (выдувание) (1) ингаляция от 500/600 мл до 1000 мл. Динамический свет соответственно показывает количество ингаляционного объема, стандартный объем вдоха (500/600 мл-1000 мл) зеленый свет. Над или под объемом ингаляции, красный или желтый свет (2) Цифровой счетчик отображает время правильных и неправильных операций (3) Звуковое приращение</p> <p>4. Расстояние сжатия и искусственная дыхательная система: 30: 2 (один или два человека)</p> <p>5. Рабочий цикл: Один цикл включает в пять раз соотношение сжатия и искусственного Дыхания 30: 2.</p> <p>6. Рабочая частота: 100 раз в минуту (последний международный стандарт)</p> <p>7. Методы работы: Упражнения; Проверка операции.</p>	<p>Shinon, Китай</p> <p>VIX/SPR280</p>
	<p>01301426</p>	<p>01301626</p>

*[Handwritten signature]*

Представитель ОсОО «ИЦ Кокомерен»:

самоопределенная операция  
8. Время работы: Время на единицу секунды.  
9. Эмкоевое подказывающее устройство: регулятор громкости;  
Включение или отключение звукового приглушения устройства  
10. Исследование реакции ученика: Mudrásis и muousis  
11. Исследование каротидного ответа: прикоснитесь к каротидному  
пульсу вручную;  
Моделирование спонтанного каротидного импульса в процессе  
сжатия; Имитация спонтанного импульса сонной артерии после  
операции исследования  
12. Особенности: кожа лица, шея, кожа грудной клетки и волосы  
изготовлены из термопластичного эластомера и с использованием  
технологии пластиковой инъекционной формы с высокой  
температурой. Манекен имеет приятные ощущения, реалистичную  
работу.  
Стандартное оборудование  
1. Расширенный манекен СРЯ для всего тела (1)  
2. Расширенный ЖК-дисплей (1)  
3. Роскошная переносная пластиковая коробка (1)  
4. Операционная панель КПП (1)  
5. Одна коробка листов лицевой защиты (50 штук в коробке)  
6. Сменный легочный мешочек (4)  
7. Сменная кожа лица (1)  
8. Последний учебник (1)  
9. Руководство пользователя (1)

Представитель Получателя:

  
Заместитель начальника ИЦ Кокомерен  
И. С. Сидя  
С. С. Сидя  
М. С. Сидя  
И. С. Сидя  
С. С. Сидя  
М. С. Сидя